



SURGICAL
TECHNIQUE GUIDE

INCLUDING



AGO-PEDIATRIC
SYSTEM 3.5 / 4.0

Made in Germany



EN Working with AGOMED means working with a company committed to excellence. Our products are German engineered, biocompatible, and cutting-edge. Our team members collectively bring decades of medical technology experience to the table.

We're reliable. We're flexible. We're inventive.

AGOMED collaborates with distributors, hospitals, and doctors worldwide to create and develop exacting, state-of-the-art solutions. We work closely with specialists to insure that our implants for trauma and extremities improve the patient's quality of life.

Patient safety is always our number one priority.

DE Mit AGOMED zu arbeiten, bedeutet mit einem Unternehmen zu arbeiten, dass sich zur Exzellenz und Hochleistung verpflichtet.

Unsere Produkte werden von deutschen Ingenieuren entwickelt, sind biokompatibel, innovativ und auf dem neuesten Stand der Technik. Unser Team hat jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Medizintechnik.

Wir sind zuverlässig. Wir sind flexibel. Wir sind innovativ.

AGOMED arbeitet weltweit mit Unternehmen, Krankenhäusern und Ärzten zusammen, um anspruchsvolle, hochmoderne Lösungen zu entwickeln. Wir arbeiten eng mit Spezialisten zusammen, um sicherzustellen, dass unsere Implantate für Traumatologie und Extremitäten die Lebensqualität der Patienten verbessern.

Die Sicherheit der Patienten steht bei uns immer an erster Stelle.

ES Trabajar con AGOMED significa trabajar con una empresa comprometida con la excelencia. Nuestros productos son diseñados en Alemania, biocompatibles y de vanguardia. Los miembros de nuestro equipo aportan, de manera colectiva, décadas de experiencia en tecnología médica.

Somos fiables. Somos flexibles. Somos innovadores.

AGOMED colabora con distribuidores, hospitales y doctores a nivel mundial con el objetivo de crear y desarrollar soluciones rigurosas y con lo último de la tecnología. Cooperamos estrechamente con especialistas para garantizar que nuestros implantes para trauma y extremidades mejoren la calidad de vida de los pacientes.

La seguridad de los pacientes siempre es nuestra prioridad.

QUALITY IS PART OF OUR DNA



DIN EN ISO 13485

AGOMED MEANS QUALITY. WE EXCEED ISO 13485 STANDARDS AND HAVE CE CERTIFICATION.

AGOMED BEDEUTET QUALITÄT. WIR SIND ZERTIFIZIERT NACH ISO 13485 UND HABEN DIE CE ZERTIFIZIERUNG

AGOMED ES SINÓNIMO DE CALIDAD. SUPERAMOS LOS ESTÁNDARES ISO 13485 Y CONTAMOS CON CERTIFICACIÓN CE.



CE CERTIFICATE

INDEX / INDEX / ÍNDICE

INDICATIONS INDIKATIONEN INDICACIONES	3
ADVANTAGES VORTEILE VENTAJAS	4
APPLICATION CONDITIONS ANWENDUNGSBEDINGUNGEN CONDICIONES DE APLICACIÓN	5
POST-OPERATIVE TREATMENT / WEIGHT BEARING POSTOPERATIVE BEHANDLUNG / BELASTUNG TRATAMIENTO POSTQUIRÚRGICO / CARGA AL PIE	6
CONTRAINDICATIONS KONTRAINDIKATIONEN CONTRAINDICACIONES	6
AFTERCARE / FOLLOW-UP NACHSORGE / VERLAUFUNTERSUCHUNGEN SEGUIMIENTO / FOLLOW-UP	7
EXPLANTATION OF THE PLATE EXPLANTATION DER PLATTE EXPLANTACIÓN DE LA PLACA	7
AGO-PEDIATRIC TITANIUM PLATES AGO-PEDIATRIC TITAN PLATTEN AGO-PEDIATRIC PLACAS DE TITANIO	8
REARFOOT PLATING SYSTEM 3.5 RÜCKFUSS PLATTEN SYSTEM 3.5 SISTEMA DE PLACAS RETROPIE 3.5	10
TITANIUM SCREWS 3.5 / 4.0 TITAN-SCHRAUBEN 3.5 / 4.0 TORNILLOS DE TITANIO 3.5 / 4.0	12
INSTRUMENTS INSTRUMENTE INSTRUMENTAL	16



Watch surgical video of Agomed products on our Google Drive. Please contact us for more information.
Schauen Sie die OP leitungen zu Agomed produkte in unsere Google Drive account. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere information.
Vea los videos para las guías de cirugía de los productos Agomed en nuestra cuenta de Google Drive. Porfavor contacte nos para más información.



AGO-PEDIATRIC SYSTEM 3.5 / 4.0



SET S1457



INDICATIONS / INDIKATIONEN / INDICACIONES



Temporary epiphysiodesis for growth control

- Correction of axis deformities and length differences by bridging and blocking of growth plates in cases of growth disorder of the infantile skeleton

Indicated use for following extremities:

- **Hip** proximal femur apophysis
- **Knee** knee joint (with distal femur and proximal tibia component)
- **Upper ankle joint** tibia und fibula
- **Elbow** distal humerus - medial & lateral
- **Radius** Distal radius

Temporäre Epiphyseodese zur kontrollierten Wachstumslenkung

- Korrektur von Achsfehlern und Längendifferenzen durch Überbrückung und Bremsung der Wachstumsfuge bei Wachstumsstörungen des Skeletts im Kindesalter

Anwendung an folgenden Extremitäten:

- **Hüfte** proximale Femurapophyse
- **Knie** Kniegelenk (mit distalem Femur und proximaler Tibiakomponente)
- **OSG** Oberes Sprunggelenk (Tibia und Fibula)
- **Ellbogen** Distaler Humerus - medial & lateral
- **Radius** Distaler Radius

Epifisiodesis temporal para el control del crecimiento

- Corrección de las deformidades del eje y de las diferentes longitudes por puente o bloqueo de las placas de crecimiento en casos de trastorno del crecimiento del esqueleto infantil

Uso indicado en las siguientes extremidades:

- **Cadera** apófisis proximal del femur
- **Rodilla** articulación de la rodilla (con componentes de femur distal y tibia proximal)
- **Articulación superior del tobillo** tibia y peroné
- **Codo** humerus distal - medial & lateral
- **Radio** Radio distal



ADVANTAGES / VORTEILE / VENTAJAS

- Approx. 50° screw angle range for screw insertion in plate
- Exterior k-wire holes allow prefixation of the plate in exact longitudinal alignment with the bone axis
- Fully retractable screw heads
- Minimal addition on bone due to extremely flat plate design and good plate adaption
- No irritation due to rounded plate edges
- Anatomical plate adaption possible (using plate bending forceps MAMMUT)
- 2 plate dimensions (3.5 / 4.0) tailored to the needs of the patients age groups
- Emergency plates with slotted hole
- Ca. 50° Schrauben-Schwenkungswinkel beim Einbringen in Platte
- Äußere K-Drahtlöcher ermöglichen Vorfixierung der Platte in exakter Längsachsenausrichtung am Knochen
- Voll versenkbare Schraubenköpfe
- Kein Auftragen der Platten durch extrem flaches und anmodellierbares Plattendesign
- Keine Irritationen durch abgerundetes Kantendesign
- Anatomische Plattenanpassung möglich (mit Plattenbiegezange MAMMUT)
- 2 Plattendimensionen (3.5 / 4.0) abgestimmt auf die Altersgruppe
- Emergency-Platten mit Längsloch
- Ángulo de rotación hasta approx. 50° al insertar el tornillo en la placa
- Los agujeros exteriores para agujas de Kirschner permiten la prefijación de la placa en alineación exacta con el eje longitudinal del hueso
- Cabezas de tornillos completamente hundables
- Adición mínima al hueso por el diseño plano de la placa y la posibilidad de la adaptación de la placa
- Debido a los bordes redondeados, la placa no causa irritaciones a los tejidos blandos
- La placa puede ser adaptada a la anatomía del paciente (con la pinza para doblar placas MAMMUT)
- 2 dimensiones de la placa (3.5 / 4.0), ajustadas a la edad de los pacientes
- Placas de emergencia con orificio longitudinal



APPLICATION CONDITIONS / ANWENDUNGSBEDINGUNGEN / CONDICIONES DE APLICACIÓN

- Children and adolescents (ages 6 and up, before the end of growth)
- Existing leg length differences or axis deformities (x-ray diagnostics obligatory)
- Open growth plates
- Sufficient stable bone structure (relative contraindication)
- Patient compliance & regular follow-up (clinical / radiological)
- Kinder und Jugendliche (ab ca. 6 Jahren bis vor Wachstumsende)
- Vorhandene Beinlängendifferenz bzw. Achsdeformitäten (Röntgendiagnose obligatorisch)
- Offene Wachstumsfugen
- Ausreichend stabile Knochen (relative Kontraindikation)
- Patientencompliance & regelmäßige Verlaufskontrollen (klinisch / radiologisch)
- Niños y adolescentes (a partir de 6 años hasta antes de la finalización del crecimiento)
- Diferencias de la longitud de las piernas o deformidades del eje (radiodiagnóstico obligatorio)
- Epífisis / placas de crecimiento abiertas
- Estructura ósea suficientemente estable (contraindicación relativa)
- El cumplimiento del paciente y seguimiento regular (clínica y radiológica)

Children between 6 and 8 years / Kinder ca. 6 bis 8 Jahre / Niños entre 6 y 8 años

Ago-Pediatric
System 3.5
< 35 kg

1.6 mm

Screws 3.5
Schrauben 3.5
Tornillos 3.5

Children over 8 years / Kinder über 8 Jahre / Niños a partir de 8 años

Ago-Pediatric
System 4.0
> 35 kg

2.0 mm

Screws 4.0
Schrauben 4.0
Tornillos 4.0



POST-OPERATIVE TREATMENT / WEIGHT BEARING / POSTOPERATIVE BEHANDLUNG / BELASTUNG / TRATAMIENTO POSTQUIRÚRGICO / CARGA AL PIE



- No immobilisation necessary
- Immediate full weight bearing allowed
- Approx. 2 weeks post-op protection in the interest of wound healing
- Physio-therapeutic mobilization is not necessarily required

- Keine Immobilisierung notwendig
- Sofortige Vollbelastung erlaubt
- Ca. 2 Wochen Schonung im Interesse der Wundheilung
- Physio-therapeutische Mobilisation nicht unbedingt erforderlich

- Inmovilización no es necesario
- Carga al pie inmediata
- Approx. 2 semanas protección postquirúrgica en favor de la cicatrización de la herida
- Movilización fisioterapéutica no es obligatorio

AFTERCARE / FOLLOW-UP / NACHSORGE / VERLAUFSUNTERSUCHUNGEN / SEGUIMIENTO / FOLLOW-UP

Clinical controls and radiological controls if necessary, depending on the clinical findings in six months intervals.

Klinische und ggf. auch radiologische Kontrollen abhängig vom klinischen Befund in sechsmonatigen Abständen.

Controles clínicos y si es necesario también controles radiológicos, dependiendo de los resultados clínicos en intervalos de seis meses.



CONTRAINDICATIONS / KONTRAINDIKATIONEN / CONTRAINDICACIONES

- **Closed epiphyses** (completed growth)
- **Severe axis deformity** over 30° and **severe contractures** over 20° – 30° (relative contraindication)
- **Severe osteochondral dysplasia with insufficient episeal structure**
- Local and/or general infections
- Malignancies
- Titanium allergy
- In cases of severe osteopenia, surgical result may be affected by plate loosening
- Lack of patient compliance for follow-up (Risk of over-correction)

- **Geschlossene Epiphysen** (abgeschlossenes Wachstum / absolute Kontraindikation)
- **Schwerer Achsfehler** von über 30° und **schwere Kontrakturen** über 20° – 30° (relative Kontraindikation)
- **Schwere Osteochondrodysplasien ohne ausreichende Epiphysenstruktur**
- Lokale und/oder allgemeine Infektion
- Bösartige Erkrankungen
- Titanallergie
- Bei starker Osteopenie kann Ergebnis, z.B. durch Plattenlockerungen beeinträchtigt werden
- Fehlende Compliance für Verlaufskontrollen (Gefahr von Überkorrektur)

- **Epifisis cerrada** (crecimiento completado / contraindicación absoluta)
- **Deformidades graves del eje** de más de 30° y **contracturas severas** de más de 20° – 30° (contraindicación relativa)
- **Osteochondral displasia severa con estructura epifita insuficiente**
- Infecciones locales y/o generales
- Enfermedades malignas
- Alergia de titanio
- En casos de osteopenia severa, el resultado quirúrgico puede ser afectado por aflojamiento de la placa
- La falta de cumplimiento del paciente durante el seguimiento (riesgo del "sobrecorrección")

EXPLANTATION OF THE PLATE / EXPLANTATION DER PLATTE / EXPLANTACIÓN DE LA PLACA

The deformity correction proceeds in slow steps with a potential correction of 1°– 2° per month.

Depending on the deformity, the plate is explanted once the correction is achieved. After screw extraction, the plate can be easily removed with the hooked explantation instrument, due to the tapered plate shape.

Die Korrektur der Deformität vollzieht sich in langsamen Schritten mit einem Korrekturpotential von 1°– 2° pro Monat.

Entsprechend der Fehlstellung wird die Platte nach erreichter Korrektur explantiert. Die Entfernung der Platte gelingt wegen der spitz zulaufenden Form nach Ausdrehen der Schrauben einfach mit dem Extraktionshäkchen.

La corrección de la deformidad se realiza en pequeños pasos con un potencial de corrección de entre 1° y 2° por mes.

Dependiendo de la deformidad, la placa se explanta cuando la corrección se ha logrado. Después de la extracción de los tornillos, la placa se puede quitar fácilmente con el instrumento de explantación ganchado, debido a la forma cónica de la placa






AGO-PEDIATRIC TITANIUM PLATES / AGO-PEDIATRIC TITAN PLATTEN / AGO-PEDIATRIC PLACAS DE TITANIO


SYSTEM 3.5




1.6 mm



4001240
12 mm, one side only
12 mm, einseitig
12 mm, simple



4001242
12 mm, double-side
12 mm, zweiseitig
12 mm, doble



4001241
10 mm, double sided with oval hole
10 mm, zweiseitig mit Längsloch
10 mm, bilateral con ojal

SYSTEM 4.0



2.0 mm



4001243
16 mm, one side only
16 mm, einseitig
16 mm, simple



4001245
16 mm, double-side
16 mm, zweiseitig
16 mm, doble





4001244
14 mm, double sided with oval hole
14 mm, zweiseitig mit Längsloch
14 mm, bilateral con ojal

SYSTEM 3.5




WITH GAP / MIT LÜCKE / CON BRECHA 1.6 mm



4001246
12 mm, one side only
12 mm, einseitig
12 mm, simple



4001248
12 mm, double-side
12 mm, zweiseitig
12 mm, doble




4001247
10 mm, double sided with oval hole
10 mm, zweiseitig mit Längsloch
10 mm, bilateral con ojal


SYSTEM 4.0



WITH GAP / MIT LÜCKE / CON BRECHA 2.0 mm



4001249
16 mm, one side only
16 mm, einseitig
16 mm, simple



4001251
16 mm, double-side
16 mm, zweiseitig
16 mm, doble



4001250
14 mm, double sided with oval hole
14 mm, zweiseitig mit Längsloch
14 mm, bilateral con ojal




**REARFOOT PLATING SYSTEM 3.5 /
RÜCKFUSS PLATTEN SYSTEM 3.5 / SISTEMA DE PLACAS RETROPIE 3.5**


**TITANIUM UNIVERSAL PLATE /
TITAN UNIVERSAL-PLATTE / PLACA TITANIO UNIVERSAL**




H FORM $\frac{1.6 \text{ mm}}$




4001052
16 mm



4001053
18 mm



4001054
20 mm



4001055
22 mm

**TITANIUM AGOLINE ARTHRODESIS PLATE /
TITAN AGOLINE ARTHRODESIS PLATTE / PLACA TITANIO AGOLINE P/ARTRODESIS**



$\frac{2.0 \text{ mm}}$



4001069
12 mm



4001070
14 mm



4001071
16 mm


**TITANIUM MULTI HOLE PLATE /
TITAN MULTI-LOCH PLATTE / PLACA TITANIO MULTI AGUJEROS**

SAMPLE INDICATIONS:


- Stabilization of the medial and lateral columns from the talus to the metatarsals (e.g. flatfoot, Charcot)




$\frac{1.6 \text{ mm}}$




4001065
6 holes, 26 mm
6-loch, 26 mm
6-agujeros, 26 mm



4001066
6 holes, 37 mm
6-loch, 37 mm
6-agujeros, 37 mm



4001067
8 holes, 50 mm
8-loch, 50 mm
8-agujeros, 50 mm



4001068
14 holes, 66 mm
14-loch, 66 mm
14-agujeros, 66 mm



**TITANIUM SCREWS FOR OSTEOSYNTHESIS 3.5 /
TITAN OSTEOSYNTHESE-SCHRAUBEN 3.5 /
TORNILLOS DE TITANIO PARA OSTEOSÍNTESIS 3.5**



Length /
Länge /
Longitud



Threaded head /
Winkelstabil /
Cabeza roscada



Standard /
Standard /
Estandar

L	Ø 3.5 mm	Ø 3.5 mm	Pack/Pack/Paq.
8 mm	5002008	5002108	5
10 mm	5002010	5002110	5
12 mm	5002012	5002112	5
14 mm	5002014	5002114	5
16 mm	5002016	5002116	5
18 mm	5002018	5002118	5
20 mm	5002020	5002120	5
22 mm	5002022	5002122	5
24 mm	5002024	5002124	5
26 mm	5002026	5002126	5
28 mm	5002028	5002128	5
30 mm	5002030	5002130	5
32 mm	5002032	5002132	5
34 mm	5002034	5002134	5
35 mm	5002035	5002135	5
36 mm	5002036	5002136	5
38 mm	5002038	5002138	5
40 mm	5002040	5002140	5
45 mm	5002045	5002145	5
50 mm	5002050	5002150	5
55 mm	5002055	5002155	5
60 mm	5002060	5002160	5
65 mm	5002065	5002165	5
70 mm	5002070	5002170	5

Drill-ø 2.5 mm



**CANNULATED STANDARD TITANIUM SCREWS 3.5 /
KANÜLIERTE STANDARD TITAN SCHRAUBEN 3.5 / TORNILLO DE TITANIO CANULADO ESTANDAR 3.5**



Length /
Länge /
Longitud




Full thread, HEX /
Vollgewinde, HEX /
Rosca total, HEX

L	Ø 3.5 mm	Pack/Pack/Paq.
18 mm	5008118	1
20 mm	5008120	1
22 mm	5008122	1
24 mm	5008124	1
26 mm	5008126	1
28 mm	5008128	1
30 mm	5008130	1
35 mm	5008135	1
40 mm	5008140	1
45 mm	5008145	1


Drill-ø 2.5 mm

K-wire-ø 1.2 mm





**TITANIUM SCREWS FOR OSTEOSYNTHESIS 4.0 /
TITAN OSTEOSYNTHESE-SCHRAUBEN 4.0 /
TORNILLOS DE TITANIO PARA OSTEOSÍNTESIS 4.0**




L	Ø 4.0 mm	Ø 4.0 mm	Pack/Pack/Paq.
18 mm	5004018	5004118	5
20 mm	5004020	5004120	5
22 mm	5004022	5004122	5
24 mm	5004024	5004124	5
26 mm	5004026	5004126	5
28 mm	5004028	5004128	5
30 mm	5004030	5004130	5
32 mm	5004032	5004132	5
34 mm	5004034	5004134	5
36 mm	5004036	5004136	5
38 mm	5004038	5004138	5
40 mm	5004040	5004140	5
42 mm	5004042	5004142	5
44 mm	5004044	5004144	5
46 mm	5004046	5004146	5
48 mm	5004048	5004148	5
50 mm	5004050	5004150	5
55 mm	5004055	5004155	5

Drill-ø 3.0 mm



**CANNULATED STANDARD TITANIUM SCREWS 4.0 /
KANÜLIERTE STANDARD TITAN SCHRAUBEN 4.0 / TORNILLO DE TITANIO CANULADO ESTANDAR 4.0**



L	Ø 4.0 mm	Pack/Pack/Paq.
18 mm	5043118	1
20 mm	5043120	1
22 mm	5043122	1
24 mm	5043124	1
26 mm	5043126	1
28 mm	5043128	1
30 mm	5043130	1
35 mm	5043135	1
40 mm	5043140	1
45 mm	5043145	1

Drill-ø 2.7 mm
K-wire-ø 1.2 mm



INSTRUMENTS / INSTRUMENTE / INSTRUMENTAL

1000178

Agopaqx4 container system
Ago-Pediatric 3.5/4.0, w/o instruments
*Agopaqx4 container-system
Ago-Pediatric 3.5/4.0, ohne instrumente
Agopaqx4 sistema Ago-Pediatric
3.5/4.0, sin instrumental*



1000150

Agopaqx4 tray for implant modules
w/4 lids, w/o implant modules
*Agopaqx4 halte-tray f. implantate,
mit 4 deckeln, ohne implantatmodule
Agopaqx4 soporte p/modules con implantes
c/4 tapas, sin modulos p/implantes*



1000391

Agopaqx4 Ago-Pediatric screw tray, system 3.5 locking and cannulated screws, 40/45 mm, w/o implants
*Agopaqx4 Ago-Pediatric schrauben-modul system 3.5
winkelstabil- und hohlschrauben, 40/45 mm, ohne implantate
Agopaqx4 Ago-Pediatric soporte p/tornillos, sistema 3.5
tornillos c/cabeza roscada y canulados, 40/45 mm, s/implantes*



1000392

Agopaqx4 Ago-Pediatric screw tray, system 4.0 locking and cannulated screws, 40/45 mm, w/o implants
*Agopaqx4 Ago-Pediatric schrauben-modul system 4.0
winkelstabil- und hohlschrauben, 40/45 mm, ohne implantate
Agopaqx4 Ago-Pediatric soporte p/tornillos, sistema 4.0
tornillos c/cabeza roscada y canulados, 40/45 mm, s/implantes*



1000393

Agopaqx4 Ago-Pediatric screw tray, system 3.5 locking and cannulated screws, 18-35 mm, w/o implants
*Agopaqx4 Ago-Pediatric schrauben-modul system 3.5
winkelstabil und hohlschrauben, 18-35 mm, ohne implantate
Agopaqx4 Ago-Pediatric soporte p/tornillos, sistema 3.5
tornillos c/cabeza roscada y canulados, 18-35 mm, s/implantes*



1000394

Agopaqx4 Ago-Pediatric screw tray, system 4.0 locking and cannulated screws, 18-35 mm, w/o implants
*Agopaqx4 Ago-Pediatric schrauben-modul system 4.0
winkelstabil und hohlschrauben, 18-35 mm, ohne implantate
Agopaqx4 Ago-Pediatric soporte p/tornillos, sistema 4.0
tornillos c/cabeza roscada y canulados, 18-35 mm, s/implantes*



1000395

Agopaqx4 Ago-Pediatric plate tray, system 3.5, w/o implants
*Agopaqx4 Ago-Pediatric platten-modul,
system 3.5, ohne implantate
Agopaqx4 Ago-Pediatric soporte p/placas,
sistema 3.5, s/implantes*



1000396

Agopaqx4 Ago-Pediatric plate tray, system 4.0, w/o implants
*Agopaqx4 Ago-Pediatric platten-modul,
system 4.0, ohne implantate
Agopaqx4 Ago-Pediatric soporte p/placas,
sistema 4.0, s/implantes*





1004031

Silicone screwdriverhandle, yellow cannulated, 12 cm, AO-shaft
Silikon-schraubendrehergriff gelb kanuiert, 12 cm, AO-ansatz
Mango destornillador silicona canulado, 12 cm, amarillo, vástago-AO



1004036

Silicone screwdriverhandle black cannulated, 12 cm, AO-shaft
Silikon schraubendrehergriff schwarz kanuiert, 12 cm, AO-ansatz
Mango destornillador de silicona negro, 12 cm, canulado, vást.- AO



1101062

Werber CBS-k-wire 150 x 1.2 mm trocar / round, pack/6
Werber CBS-kirschner draht 150 x 1,2 mm, trokar/rund, pack/6
Werber CBS-kirschner agujas 150 x 1,2 mm, trocar/redondo, paq./6



1104009

Agomed k-wire dispenser 15 cm/6" for k-wire 0,8 - 1,6 mm diameter
Agomed kirschnerdrahtspender 15 cm/6" f. draehte 0,8 - 1,6 mm durchmesser
Agomed dispensador agujas kirschner 15 cm/6", p/agujas de 0,8 - 1,6 mm



1201089

A-TEC twist drill 3,0 x 90 mm, 30 mm stop cannulated 1,65 mm, AO
A-TEC spiralbohrer 3,0 x 90 mm, nl 30 mm kanuierung 1,65 mm, AO-anschluss
A-TEC broca 3,0 x 90 mm, stop 30 mm canulada 1,65 mm, AO



1019105

Twist drill 2,5 x 95 mm cannulated 1,2 mm thread 30 mm, AO-shaft
Spiralbohrer 2,5 x 95 mm, kanuiert 1,2 mm nl. 30 mm, AO-schaft
Broca 2,5 x 95 mm, canulado 1,2 mm rosca 30 mm, vást. AO



1201064

Twist drill 2,7 x 125 mm, AO 50 mm thread, black marker
Spiralbohrer 2,7 x 125 mm, AO, nl 100 mm, spirallaenge 50 mm, schwarze markierung
Broca 2,7 x 125 mm, vástago-AO rosca 50 mm, marcaje negro



1201043

Twist drill 2,5 x 135 mm, stop 115 mm, AO, yellow code
Spiralbohrer 2,5 x 135 mm, nl 115 mm AO-ansatz
Broca 2,5 x 135 mm, stop 115 mm AO, codigo amarillo



1001027

Screwdriverblade hexagon 90 mm AO-shaft
Schraubendreherklinge hexagon 90 mm AO-schaft
Hoja intercambiable hexagon, 90 mm vástago-AO



1001008

Agocan 3.5 screwdriver-blade hexagonal, cannulated, 90mm, AO-shaft
Agocan 3.5 schraubendreherklinge, hexagon, kanuiert, 90 mm, AO-ansatz
Agocan 3.5 hoja intercambiable hexagonal, canulado, 90 mm, vástago AO



1001010

Screwdriver blade TX 10 non-cannulated, interchangeable, AO-shaft
Schraubendreherklinge TX 10 nicht kanuiert, AO-ansatz
Hoja intercambiable TX 10 no canulada, vástago AO



1001011

Screwdriver blade TX 10 cannulated, interchangeable, AO-shaft, no marker
Schraubendreherklinge TX 10 kanuiert, AO-ansatz, ohne markierung
Hoja intercambiable TX 10 canulada, vástago AO, sin marcacion



1002527

Plate- /screwholding forceps angled, 15cm/6"
Titan platten-/schraubenhaltepinzette 15cm/6" gewinkelt
Pinza de titanio p/placas y tornillos 15cm/6" angulada



1019091

Depth gauge cannulated 150 mm f. K-wires up to 1,6 mm
Schraubenmessgeraet kanuiert 150 mm f. K-draht bis 1,6 mm
Medidor de profundidad canulado 150 mm, p/agujas hasta 1,6 mm diam.





1006001

Agomed depth gauge
wide tip, 21,5cm/8 1/2"
Agomed tiefenmessgeraet 21,5cm/8 1/2"
mit grossem greifhaekchen
Agomed medidor de profundidad
punta ancha 21,5cm/8 1/2"



1301785

Ago-Pediatric plating positioning instrument, not
cannulated, 1.6 mm tip, 100 mm, AO
Ago-Pediatric Plattenpositionierinstrument, nicht
kanüliert, mit 1,6 mm Spitze, 100 mm, AO
Instrumento de posicionamiento de placas Ago-
pediatric, no canulado, punta 1.6 mm, 100 mm, AO



1300583

Explantation instrument
with hook, 100 mm, AO
Explantationsinstrument
mit haekchen, 100 mm, AO
Instrumento p/explantacion
con ganchillo, 100 mm, AO



1005470

Mammut plate bending
forceps 23cm/9"
Mammut plattenbiegezange
23cm/9"
Mammut pinza p/doblar
placas 23cm/9"



MORE OF OUR PRODUCTS / MEHR VON UNSERE PRODUKTE / MÁS DE NUESTROS PRODUCTOS


2010002

Foot & Ankle
system



2010015

Cannulated
Screws



2010003

Titanium plating system
for craniomaxillofacial osteosynthesis



2010034

Dragon
Foot & Ankle system



2010004

Plating system for
Upper Extremities



2010008

AgoFix Neuro
Plating system 1.5




2010030

Pediatric
Screw system 6.2



2010007

King Kong Multidirectional
Radius system 2.5



2010016

Titanium Mesh systems for
craniomaxillofacial osteosynthesis / Neuro





NOTES / NOTIZEN / NOTAS



NOTES / NOTIZEN / NOTAS

A cartoon character constructed from a grey metal beam with four circular holes, yellow legs, and grey feet. The character is holding a blue and white striped beach ball with its right hand. The background is a light blue gradient with faint, repeating geometric patterns.



AGOMED MEDIZIN-TECHNIK GMBH
ÖSCHWEG 29 - D-78567 FRIDINGEN - GERMANY

☎ **(+49) 7463 / 267 06 16**
✉ **info@agomed.com**
🌐 **<http://www.agomed.com>**

MADE IN GERMANY

Ref.num. 2010017
Revision 02 / 02.2020

CE
0297