



AGOFIX
NEURO PLATTEN-
SYSTEM 1.5

EN Working with AGOMED means working with a company committed to excellence. Our products are German engineered, biocompatible, and cutting-edge. Our team members collectively bring decades of medical technology experience to the table.

We're reliable. We're flexible.
We're inventive.

AGOMED collaborates with distributors, hospitals, and doctors worldwide to create and develop exacting, state-of-the-art solutions. We work closely with specialists to insure that our implants for trauma and extremities improve the patient's quality of life.

Patient safety is always our number one priority.

DE Mit AGOMED zu arbeiten, bedeutet mit einem Unternehmen zu arbeiten, dass sich zur Exzellenz und Hochleistung verpflichtet.

Unsere Produkte werden von deutschen Ingenieuren entwickelt, sind biokompatibel, innovativ und auf dem neuesten Stand der Technik. Unser Team hat jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Medizintechnik.

Wir sind zuverlässig. Wir sind flexibel. Wir sind innovativ.

AGOMED arbeitet weltweit mit Unternehmen, Krankenhäusern und Ärzten zusammen, um anspruchsvolle, hochmoderne Lösungen zu entwickeln. Wir arbeiten eng mit Spezialisten zusammen, um sicherzustellen, dass unsere Implantate für Traumatologie und Extremitäten die Lebensqualität der Patienten verbessern.

Die Sicherheit der Patienten steht bei uns immer an erster Stelle.

ES Trabajar con AGOMED significa trabajar con una empresa comprometida con la excelencia. Nuestros productos son diseñados en Alemania, biocompatibles y de vanguardia. Los miembros de nuestro equipo aportan, de manera colectiva, décadas de experiencia en tecnología médica.

Somos fiables. Somos flexibles.
Somos innovadores.

AGOMED colabora con distribuidores, hospitales y doctores a nivel mundial con el objetivo de crear y desarrollar soluciones rigurosas y con lo último de la tecnología. Cooperamos estrechamente con especialistas para garantizar que nuestros implantes para trauma y extremidades mejoren la calidad de vida de los pacientes.

La seguridad de los pacientes siempre es nuestra prioridad.

QUALITY IS PART OF
OUR DNA



DIN EN ISO
13485

AGOMED MEANS QUALITY.
WE EXCEED ISO 13485 STANDARDS
AND HAVE CE CERTIFICATION.

AGOMED BEDEUTET QUALITÄT. WIR
SIND ZERTIFIZIERT NACH ISO 13485
UND HABEN DIE CE ZERTIFIZIERUNG

AGOMED ES SINÓNIMO DE CALIDAD.
SUPERAMOS LOS ESTÁNDARES
ISO 13485 Y CONTAMOS CON
CERTIFICACIÓN CE.



CE
CERTIFICATE

INDEX

INDIKATIONEN UND BESONDERE VORTEILE	3
TITAN-MIKROPLATTEN NEURO 1.5	4
TITAN MESHES	8
TITANSCHRAUBEN	9
INSTRUMENTE UND BEHÄLTER	10
KIT ÜBERSICHT	13



NEURO 1.5 SYSTEM



S-1466


DAS AGOFIX NEURO 1.5 SYSTEM IST EIN SET MIT EINER BREITEN
AUSWAHL AN LÖSUNGEN FÜR DIE SCHÄDELFIXIERUNG

INDIKATIONEN & BESONDERE VORTEILE


- Kraniotomien
- Schädel- und Gesichtschirurgie
- Knochendefekte im Bereich des Mastoids, des Schädels, der Augenhöhle und der Schädelbasis
- Neurotrauma
- Stabilisierung und rigide Fixierung von kraniofazialen Frakturen
- Schädelplastiken
- Schädeltrauma-Reparatur und -Wiederherstellung
- Rekonstruktion nichttragender Bereiche
- Pädiatrische Neurochirurgie

VORTEILE

- AgoFix Neuro 1.5 bietet ein großes Sortiment an Platten in den unterschiedlichsten geometrischen Formen, die die häufigsten Knochendefekte und Schädelbrüche abdecken. Dank des speziellen Designs von AgoFix passen die Platten sich der Form des Kopfes perfekt an. So kann bei der individuellen Anpassung ein Vorwölben der Platten vermieden werden. Folglich ist der Patient nicht den durch schlecht sitzende Platten verursachten Irritationen ausgesetzt.
- Jede Platte ist mit einer neuartigen Fahne ausgestattet, die mehrere Vorteile bietet:



Die Platte kann durch die angebrachte Fahne einfach und bequem gehalten werden. Diese Fahne ermöglicht eine genaue Positionierung und Fixierung ohne Zange.



Sobald die Platte fixiert ist, kann die Fahne durch einfaches Abdrehen von der Platte entfernt werden.

INTELLIGENTE WAHL FÜR NEUROFRAKTUREN

- AgoFix ist ein neues und innovatives System, das speziell für die Neurochirurgie entwickelt wurde. Es besteht aus Mikroplatten, Meshes und kompatiblen 1,5 mm Schrauben. Dank eines speziell entwickelten Lagerungssystems und passender Instrumente ist AgoFix schnell und einfach einsatzbereit.
- Die AgoFix Titan-Implantate (Platten) bestehen aus reinem Titan in Implantatqualität nach DIN ISO 5832-2, DIN 17850 und ASTM F 67. Die AgoFix Schrauben werden aus einer Titanlegierung (Ti-6Al-4V) gefertigt, die den Anforderungen von DIN ISO 5832-3, DIN 17851 und ASTM F 136a entspricht



TITAN-MIKROPLATTEN NEURO 1.5

GERADE $\overline{0.6 \text{ mm}}$



4100067
20-Loch,
T = 0.6 mm




4100062
2-Loch, L = 4 mm,
T = 0.6 mm



4100063
2-Loch, L = 5 mm,
T = 0.6 mm



4100064
2-Loch, L = 7 mm,
T = 0.6 mm



4100065
2-Loch, L = 11 mm,
T = 0.6 mm



4100108
2-Loch, L = 14 mm,
T = 0.6 mm



4100066
4-Loch,
T = 0.6 mm



4100068
4-Loch mit Brücke,
T = 0.6 mm

X FORM $\overline{0.6 \text{ mm}}$



4100073
4-Loch,
T = 0.6 mm



4100074
Würfel klein, 4-Loch,
T = 0.6 mm



4100075
Doppelwürfel, 6-Loch,
T = 0.6 mm



4100076
Würfel mittel,
4-Loch, T = 0.6 mm



4100077
Würfel groß,
4-Loch, T = 0.6 mm

L FORM $\overline{0.6 \text{ mm}}$



4100069
4-Loch, links,
T = 0.6 mm



4100070
4-Loch, rechts,
T = 0.6 mm

DOPPEL
Y FORM $\overline{0.6 \text{ mm}}$



4100071
6-Loch,
T = 0.6 mm

Y FORM $\overline{0.6 \text{ mm}}$




4100072
6-Loch,
T = 0.6 mm




HALFPIPE FORM $\overline{0.6 \text{ mm}}$



4100078
Klein, 6-Loch,
T = 0.6 mm



4100079
Mittel, 6-Loch,
T = 0.6 mm



4100080
Groß, 6-Loch,
T = 0.6 mm

BOHRLOCHPLATTE $\overline{0.6 \text{ mm}}$



4100081
Ø 10 mm,
5-Loch, T = 0.6 mm



4100082
Ø 13 mm,
5-Loch, T = 0.6 mm



4100083
Ø 17 mm,
5-Loch, T = 0.6 mm



4100084
Ø 19 mm,
5-Loch, T = 0.6 mm



4100085
Ø 21 mm,
5-Loch, T = 0.6 mm

SHUNT-PLATTE $\overline{0.6 \text{ mm}}$



4100086
Ø 13 mm, Mitteloch,
5-Loch, T = 0.6 mm



4100087
Ø 17 mm, Mitteloch,
5-Loch, T = 0.6 mm



4100088
Ø 13 mm,
5-Loch, T = 0.6 mm



4100089
Ø 17 mm,
5-Loch, T = 0.6 mm



4100090
Ø 19 mm,
5-Loch, T = 0.6 mm



4100091
Ø 21 mm,
5-Loch, T = 0.6 mm



4100092
Ø 13 mm,
6-Loch, T = 0.6 mm



4100093
Ø 17 mm,
6-Loch, T = 0.6 mm



4100094
Ø 19 mm,
6-Loch, T = 0.6 mm




4100095
Ø 21 mm,
6-Loch, T = 0.6 mm




TITAN MESHES

RUNDE BOHRUNG



Größe	Dicke 0.3 mm	Dicke 0.6 mm	Pack
31 x 51 mm	4100035	4100037	1
51 x 51 mm	4100038	4100040	1
92 x 51 mm	4100041	4100043	1
99 x 99 mm	4100123*	4100124*	1
194 x 194 mm	4100127*	4100128*	1

AUSDEHNUNG



Größe	Dicke 0.3 mm	Dicke 0.6 mm	Pack
29 x 54 mm	4100053	4100055	1
54 x 54 mm	4100056	4100058	1
91 x 54 mm	4100059	4100061	1
97 x 97 mm	4100125*	4100126*	1
196 x 196 mm	4100129*	4100130*	1

*- Meshes sind im Satz nicht enthalten. Optional.
Weitere Informationen finden Sie im Agomed Titan Meshes System katalog (2010016).



TITANSCHRAUBEN



L	Ø 1.5 mm	Ø 1.8 mm	Pack
3 mm	5101003		5
3.5 mm	51010035		5
4 mm	5101004		5
5 mm	5101005	5102005	5
6 mm	5101006		5
7 mm	5101007	5102007	5
9 mm	5101009		5

Bohren-ø 1.1 mm





INSTRUMENTE UND BEHÄLTER

1000441

Agopaqx2 instrumenten-siebschale f. Neuro system 1.5, ohne Instrumente



1301037

Agopaqx2-Tray für Implantat-Module mit 2 Deckeln, ohne Implantat-Module



1100001

Agopaqx4 Neuro platten/mesh Modul System 1.5, ohne Implantate



1100002

Agopaqx4 Neuro Platten Tray System 1.5, ohne Implantate



1100003

Agopaqx4 Schrauben modul Neuro system 1.5, für ø1.5 / 1.8 mm, ohne Implantate



1100004

Bohrer, Dental-Ansatz ø 1.1 x 50 mm, Halt bei 5 mm



1100005

Bohrer, Stryker-Ansatz ø 1.1 x 50 mm, Halt bei 5 mm



1100006

Bohrer, Zylinder-Ansatz ø 1.1 x 50 mm, Halt bei 5 mm






1100007

Schraubendreherklinge,
Cross-Lock, Dental-Ansatz,
Länge 35 mm



1100008

Silikon-Schraubendrehergriff,
orange, Dental-Ansatz



1100009

Mesh-Schneider TC
12 cm



1005620

Flachbiegezege,
13,5 cm/5 1/2"



1005796

Mesh Biegezege,
22 cm / 2,5 cm



S1466 - AGOFIX NEURO SYSTEM 1.5 KIT



Pos.	Kat.Num.	Beschreibung	Menge.	Bildseite
Modul				
1	1000441	AGOPAQX2 INSTRUMENTEN-SIEBSCHALE F. NEURO SYSTEM 1.5, OHNE INSTRUMENTE	1	10
2	1301037	AGOPAQX2-TRAY FÜR IMPLANTAT-MODULE MIT 2 DECKELN, OHNE IMPLANTAT-MODULE	1	10
3	1100001	AGOPAQX4 NEURO PLATTEN/MESH MODUL SYSTEM 1.5, OHNE IMPLANTATE	1	10
4	1100002	AGOPAQX4 NEURO PLATTEN TRAY SYSTEM 1.5, OHNE IMPLANTATE	1	11
5	1100003	AGOPAQX4 SCHRAUBEN MODUL SYSTEM 1.5, F. Ø1.5 / 1.8 MM, OHNE IMPLANTATE	1	11
Instrumente				
6	1100004	BOHRER, DENTAL-ANSATZ Ø 1.1 X 50 MM, HALT BEI 5 MM	1	11
7	1100005	BOHRER, STRYKER-ANSATZ Ø 1.1 X 50 MM, HALT BEI 5 MM	1	11
8	1100006	BOHRER, ZYLINDER-ANSATZ Ø 1.1 X 50 MM, HALT BEI 5 MM	1	11
9	1005796	MESH BIEGEZANGE 22 CM / 2,5 CM	1	12
10	1100007	SCHRAUBENDREHER-KLINGE, CROSS-LOCK, DENTAL-ANSATZ, LÄNGE 35 MM	2	12
11	1100008	SILIKON-SCHRAUBENDREHERGRIF, ORANGE, DENTAL-ANSATZ	2	12
12	1100009	MESH-SCHNEIDER TC, 12 CM	1	12
13	1005620	FLACHBIEGEZANGE, 13,5 CM/5 1/2"	2	12
Meshes				
14	4100035	MESH-RUNDLOCH 31 X 51 X 0,3 MM	1	8
15	4100037	MESH-RUNDLOCH 31 X 51 X 0,6 MM	1	8
16	4100038	MESH-RUNDLOCH 51 X 51 X 0,3 MM	1	8
17	4100040	MESH-RUNDLOCH 51 X 51 X 0,6 MM	1	8
18	4100041	MESH-RUNDLOCH 92 X 51 X 0,3 MM	1	8
19	4100043	MESH-RUNDLOCH 92 X 51 X 0,6 MM	1	8
20	4100053	MESH-AUSDEHNUNG 29 X 54 X 0,3 MM	1	8
21	4100055	MESH-AUSDEHNUNG 29 X 54 X 0,6 MM	1	8
22	4100056	MESH-AUSDEHNUNG 54 X 54 X 0,3 MM	1	8
23	4100058	MESH-AUSDEHNUNG 54 X 54 X 0,6 MM	1	8
24	4100059	MESH-AUSDEHNUNG 91 X 54 X 0,3 MM	1	8
25	4100061	MESH-AUSDEHNUNG 91 X 54 X 0,6 MM	1	8

Pos.	Kat.Num.	Beschreibung	Menge.	Bildseite
Platten				
26	4100062	MIKRO-PLATTE, GERADE, 2-LOCH, L= 4 MM, T = 0.6 MM	1	4
27	4100063	MIKRO-PLATTE, GERADE, 2-LOCH, L = 5 MM, T = 0.6 MM	1	4
28	4100064	MIKRO-PLATTE, GERADE, 2-LOCH, L = 7 MM, T = 0.6 MM	1	4
29	4100065	MIKRO-PLATTE, GERADE, 2-LOCH, L= 11 MM, T = 0.6 MM	1	4
30	4100066	MIKRO-PLATTE, GERADE, 4-LOCH, T = 0.6 MM	1	4
31	4100067	MIKRO-PLATTE, GERADE, 20-LOCH, T = 0.6 MM	1	4
32	4100068	MIKRO-PLATTE, GERADE, 4-LOCH MIT BRÜCKE, T = 0.6 MM	1	4
33	4100069	MIKRO-PLATTE, 4-LOCH LINKS, T = 0,6 MM	1	5
34	4100070	MIKRO-PLATTE, 4-LOCH RECHTS, T = 0,6 MM	1	5
35	4100071	MIKRO-PLATTE, DOPPEL Y FORM 6-LOCH, T = 0,6 MM	1	5
36	4100072	MIKRO-PLATTE, Y-FORM 6-LOCH, T = 0,6 MM	1	5
37	4100073	MIKRO-PLATTE, X-FORM 4-LOCH, T = 0.6 MM	1	5
38	4100074	MIKRO-PLATTE, WÜRFEL KLEINE 4-LOCH, T = 0.6 MM	1	5
39	4100075	MIKRO-PLATTE, DOPPEL WÜRFEL, 6-LOCH, T = 0.6 MM	1	5
40	4100076	MIKRO-PLATTE, WÜRFEL MITTEL, 4-LOCH, T = 0.6 MM	1	5
41	4100077	MIKRO-PLATTE, WÜRFEL GROSS, 4-LOCH, T = 0.6 MM	1	5
42	4100078	MIKRO-PLATTE, HALF-PIPE FORM, KLEIN, 6-LOCH, T = 0.6 MM	1	6
43	4100079	MIKRO-PLATTE, HALF-PIPE FORM, MITTEL, 6-LOCH, T = 0.6 MM	1	6
44	4100080	MIKRO-PLATTE, HALF-PIPE FORM, GROSS, 6-LOCH, T = 0.6 MM	1	6



Pos.	Kat.Num.	Beschreibung	Menge.	Bildseite
58	4100094	BOHRLOCHPLATTE, Ø 19 MM, 6-LOCH, T = 0.6 MM	1	7
59	4100095	BOHRLOCHPLATTE, Ø 21 MM, 6-LOCH, T = 0.6 MM	1	7
60	4100108	MIKRO-PLATTE, GERADE, 2-LOCH, L = 14 MM, T = 0.6 MM	1	4
Schrauben				
61	5101003	TITANSCHRAUBE 1,5 X 3 MM, SELBSTBOHREND, CROSS-LOCK, PACK/5	2	9
62	51010035	TITANSCHRAUBE 1,5 X 3.5 MM, SELBSTBOHREND, CROSS-LOCK, PACK/5	2	9
63	5101004	TITANSCHRAUBE 1,5 X 4 MM, SELBSTBOHREND, CROSS-LOCK, PACK/5	2	9
64	5101005	TITANSCHRAUBE 1,5 X 5 MM, SELBSTBOHREND, CROSS-LOCK, PACK/5	2	9
65	5101006	TITANSCHRAUBE 1,5 X 6 MM, SELBSTBOHREND, CROSS-LOCK, PACK/5	2	9
66	5101007	TITANSCHRAUBE 1,5 X 7 MM, SELBSTBOHREND, CROSS-LOCK, PACK/5	2	9
67	5101009	TITANSCHRAUBE 1,5 X 9 MM, SELBSTBOHREND, CROSS-LOCK, PACK/5	2	9
68	5102005	TITANSCHRAUBE 1,8 X 5 MM, NOTFALL, CROSS-LOCK, PACK/5	2	9
69	5102007	TITANSCHRAUBE 1,8 X 7 MM, NOTFALL, CROSS-LOCK, PACK/5	2	9

NOTIZEN




NOTIZEN

MEHR ÜBER UNSERE PRODUKTE

2010003

Titanium plating system
for craniomaxillofacial osteosynthesis



2010016

Titanium Mesh systems for
craniomaxillofacial osteosynthesis / Neuro



2010015

Cannulated
Screws



2010004

Plating system for
Upper Extremities



2010007

King Kong Multidirectional
Radius system 2.5



2010017

AGO-Pediatric
system 3.5 / 4.0



2010030

Pediatric
Screw system 6.2



NEW 2010053

Anterior 4.0
system



2010033


AgoFix 4.0
system



2010002

Foot & Ankle
system





AGOMED MEDIZIN-TECHNIK GMBH
ÖSCHWEG 29 - D-78567 FRIDINGEN - GERMANY

☎ (+49) 7463 / 267 06 16
✉ info@agomed.com
🌐 <http://www.agomed.com>

MADE IN GERMANY

Ref.num. 2010064
Revision 01 / 11.2020

