



STANDARD
SCHRAUBEN 2.7


WINKELSTABILE
SCHRAUBEN 2.7

A-TEC 2.7 PLATTEN SYSTEM

INDIKATIONEN:


KORREKTUR VON HALLUX VALGUS DEFORMITÄTEN
ALLER SCHWEREGRADE

- SUBKAPITALE OSTEOTOMIE
- BASISOSTEOTOMIE
- OPENING LAPIDUS ARTHRODESE



STANDARD UND
WINKELSTABILE SCHRAUBEN,
TX 8, Ø2.7 MM

8-30 MM (2 MM SCHRITTE)



BESONDERE VORTEILE DER A-TEC-TITAN-PLATTE

- KORREKTUR ALLER HALLUX VALGUS FEHLSTELLUNGEN MÖGLICH, DENN DIE OP-TECHNIK ERLAUBT:
 - LATERALISIEREN
 - PLANTARISIEREN
 - DEROTIEREN
 - KONTERROTIEREN ZUR VERBESSERUNG DES PASA WINKELS

1.8 MM



GRÖSSE L

OPENING LAPIDUS +
BASIS OSTEOTOMIE




GRÖSSE M

BASISOSTEOTOMIE



GRÖSSE S

SUBKAPITALE
OSTEOTOMIE



A-TEC IVP
ZIELGERÄT

AGOMED
MEDIZIN-TECHNIK GMBH

✉ [INFO@AGOMED.COM](mailto:info@agomed.com)
🌐 [WWW.AGOMED.COM](http://www.agomed.com)
☎ +49 7463 / 267 06 16

ÖSCHWEG 29
78567 FRIDINGEN
TUTTLINGEN / GERMANY

CE
0297

2010025 Rev.1
Weitere Kataloge:
2010002 - Foot & Ankle Systems bestellen Katalog