

DURCH SPEZIELLE GEOMETRIE KEIN

ABRUTSCHEN AUF DER KNOCHEN-OBERFLÄCHE



**ATHROFRESH
BOHRER 2.0**



STRYKER

OSTEOFRESH
ARTHRODESEBOHRER,
Ø 2.0 x 70 mm

AD


OSTEOFRESH
ARTHRODESEBOHRER,
Ø 2.0 x 70 mm

ZENTRIERSPITZE



VORTEILE

- DIE MÖGLICH IM TANGENTIALEN WINKEL ZUR ARTHRODESENOBERFLÄCHE HERAUS BOHRUNGEN EINZUBRINGEN
- DAS BOHRMEHL KANN ALS OSTEOGENES MATERIAL FÜR DIE ARTHRODESESPALTEN VERWENDET WERDEN
- EINFACHERES BEFÖRDERN VON BOHRMEHL AUS DEM KNOCHEN HERAUS



AGOMED
MEDIZIN-TECHNIK GMBH

✉ INFO@AGOMED.COM
🌐 WWW.AGOMED.COM
☎ +49 7463 / 267 06 16

ÖSCHWEG 29
78567 FRIDINGEN
TUTTLINGEN / GERMANY

2010027 Rev.1

Weitere Kataloge:
2010002 - Foot & Ankle Systems Catalog

CE
0297