



**PLANTARES  
LAPIDUS  
SYSTEM 2.7**

## INDIKATIONEN:

- HALLUX VALGUS KORREKTUR
- LANGES METATARSALE I / ELEVATION BEIM HALLUX VALGUS ODER HALLUX LIMITUS
- ARTHROSE IM METATARSOCUNEIFORME I GELENK
- RHEUMATISCHER FUSS
- DIABETISCHER FUSS MIT INSTABILER MEDIALER SÄULE
- KORREKTUR DES REZIDIV-HALLUX VALGUS
- TEILSCHRITT ZUR KORREKTUR DES PES ADDUCTUS
- LAPIDUSARTHRODESE



STANDARD UND WINKELSTABILE SCHRAUBEN, TX 8, Ø2.7 MM

8-30 MM (2 MM SCHRITTE)



1.8 MM



3 MM



5 MM



8 MM



## VORTEILE

- ÜBUNGSSTABILE OSTEOSYNTHESE
- AUSBLEIBEN DES PLANTAREN AUFKLAFFENS DER ARTHRODESE BEI BELASTUNG IM GEGENSATZ ZUR DORSALEN PLATTENLAGE
- BELASTUNG DES FUSSES FÜHRT DURCH ZUGGURTUNGSEFFEKT DER PLATTE ZU DRUCKKRÄFTEN IN DER ARTHRODESE, WELCHE DIE KNOCHENHEILUNG FÖRDERN
- FRÜHZEITIGE TEILBELASTUNG BZW. VOLLBELASTUNG

KANÜLIERTE SCHRAUBEN 3.5 MM

28-40 MM (2 MM SCHRITTE)