





**DOPPELGEWINDE
KOMPRESSION SCHRAUBE**



UNTERSCHIEDLICHE GEWINDESTELLUNGEN

FÜHREN ZU GEWÜNSCHTEN KOMPRESSIONSTÄRKEN




INDIKATIONEN:

- SKAPHOIDFRAKTUR UND SKAPHOIDPSEUDARTHROSE
- DIP-ARTHRODESEN
- FRAKTUR DES PROCESSUS STYLOIDEUS ULNAE
- PROXIMALE RADIUSKOPFFRAKTUR
- METAKARPALFRAKTUREN UND METATARSALFRAKTUREN (UND ANDERE)

SCHRAUBEN Ø 2.5 / 3.1
IN LÄNGEN 9-36 MM VERFÜGBAR

SCHRAUBEN Ø 3.0 / 3.9
IN LÄNGEN 10-60 MM
VERFÜGBAR



SELBSTBOHREND UND SELBSTSCHNEIDEND

AGOMED
MEDIZIN-TECHNIK GMBH

✉ INFO@AGOMED.COM
🌐 WWW.AGOMED.COM
☎ +49 7463 / 267 06 16

ÖSCHWEG 29
78567 FRIDINGEN
TUTTLINGEN / GERMANY

CE
0297

2010050 Rev.1
Weitere Kataloge:
2010045 - CBS 2.5 / 3.1 & 3.0 / 3.9 Katalog
und Operationstechnik
2010004 - Plating systems for Upper
extremities Catalog