



**REVISION
2.7 / 3.5
PLATING SYSTEM**

EN Working with AGOMED means working with a company committed to excellence. Our products are German engineered, biocompatible, and cutting-edge. Our team members collectively bring decades of medical technology experience to the table.

We're reliable. We're flexible. We're inventive.

AGOMED collaborates with distributors, hospitals, and doctors worldwide to create and develop exacting, state-of-the-art solutions for complex surgical problems. We work closely with specialists to insure that our implant systems for Traumatology/Orthopaedics of upper and lower extremities improve the patient's quality of life. Patient safety is always our number one priority.

DE Mit AGOMED zu arbeiten, bedeutet mit einem Unternehmen zu arbeiten, das sich zur Exzellenz und Hochleistung verpflichtet.

Unsere Produkte werden von deutschen Ingenieuren entwickelt, sind biokompatibel, innovativ und auf dem neuesten Stand der Technik. Unser Team hat jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Medizintechnik.

Wir sind zuverlässig. Wir sind flexibel. Wir sind innovativ.

AGOMED arbeitet weltweit mit Unternehmen, Krankenhäusern und Ärzten zusammen, um anspruchsvolle, hochmoderne Lösungen für komplexe chirurgische Probleme zu entwickeln. Wir arbeiten eng mit Spezialisten zusammen, um sicherzustellen, dass unsere Implantat-Systeme für Traumatologie/Orthopädie der oberen und unteren Extremitäten die Lebensqualität der Patienten verbessern. Die Sicherheit der Patienten steht bei uns immer an erster Stelle.

ES Trabajar con AGOMED significa trabajar con una empresa comprometida con la excelencia. Nuestros productos son diseñados en Alemania, biocompatibles y de vanguardia. Los miembros de nuestro equipo aportan, de manera colectiva, décadas de experiencia en tecnología médica.

Somos fiables. Somos flexibles. Somos innovadores.

AGOMED colabora con distribuidores, hospitales y doctores a nivel mundial con el objetivo de desarrollar soluciones rigurosas para problemas quirúrgicos complejos con tecnología punta. Cooperamos estrechamente con especialistas para garantizar que nuestros sistemas de implantes e instrumentos para Traumatología/Ortopedia de las extremidades superiores e inferiores mejoren la calidad de vida de los pacientes. La seguridad de los pacientes siempre es nuestra prioridad.

QUALITY IS PART OF OUR DNA



DIN EN ISO 13485

AGOMED MEANS QUALITY. WE EXCEED DIN EN ISO 13485 STANDARDS. ALL OUR PRODUCTS BEAR THE CE MARK.

EN



CE CERTIFICATE

AGOMED BEDEUTET QUALITÄT. WIR SIND ZERTIFIZIERT NACH DIN EN ISO 13485. ALLE UNSERE PRODUKTE TRAGEN DAS CE ZEICHEN.

DE

AGOMED ES SINÓNIMO DE CALIDAD. SUPERAMOS LOS ESTÁNDARES DIN EN ISO 13485. TODOS LOS PRODUCTOS DISPONEN DE MARCADO CE.

ES

INDEX

TITANIUM REVISION PLATES
PLACA TITANIO P/REVISIÓN

2

TITANIUM SCREWS
TORNILLOS DE TITANIO

3

INSTRUMENTS & TOOLS
INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

5




REVISION PLATE
SYSTEM 2.7 / 3.5



TITANIUM REVISION PLATE / PLACA TITANIO P/REVISIÓN


SAMPLE INDICATIONS:

- Revisions after MTP I prosthesis
- MT I lengthening osteotomy
- Keller-Brandes revisions



LEFT / IZQUIERDA 2.0 mm


RIGHT / DERECHA 2.0 mm



4001205
Size S, pack/1
Modelo S, paq./1




4001204
Size S, pack/1
Modelo S, paq./1



4001207
Size M, pack/1
Modelo M, paq./1



4001206
Size M, pack/1
Modelo M, paq./1



4001209
Size L, pack/1
Modelo L, paq./1



4001208
Size L, pack/1
Modelo L, paq./1

TITANIUM SCREWS 2.7 / TORNILLOS DE TITANIO 2.7




Standard, TX 8 /
Estandar, TX 8

Threaded head /
Cabeza roscada


L	Ø 2.7 mm	Ø 2.7 mm	Pack/Paq
10 mm	5001110	5001010	5
12 mm	5001112	5001012	5
14 mm	5001114	5001014	5
16 mm	5001116	5001016	5
18 mm	5001118	5001018	5
20 mm	5001120	5001020	5

Drill-ø 2.0 mm





TITANIUM SCREWS 3.5 / TORNILLOS DE TITANIO 3.5



Threaded head /
Cabeza roscada





Standard /
Estandar

L	Ø 3.5 mm	Ø 3.5 mm	Pack/Paq
14 mm	5002014	5002114	5
16 mm	5002016	5002116	5
18 mm	5002018	5002118	5
20 mm	5002020	5002120	5
22 mm	5002022	5002122	5
24 mm	5002024	5002124	5
26 mm	5002026	5002126	5
28 mm	5002028	5002128	5
30 mm	5002030	5002130	5



Drill-Ø 2.5 mm



INSTRUMENTS AND TOOLS / INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

1301030

Agopaqx2 instrument tray f. Agoprice revision plate system 2.7/3.5, w/o instruments
Agopaqx2 caja p/instrumental p/ sistema Agoprice revision 2.7/3.5, sin instrumental



1301037

Agopaqx2 tray for implant modules w/ 2 lids, w/o implant modules
Agopaqx2 soporte p/modules con implantes c/2 tapas, sin modules p/implantes



1301057

Agopaqx4 revision-plates-tray system 2.7 / 3.5, w/o implants
Agopaqx4 soporte p/placas revision sistema 2.7, sin implantes



1301040

Agopaqx4 DP-revision screw tray system 2.7 / 3.5, w/o implants
Agopaqx4 soporte p/ tornillos DP-revision sistema 2.7 / 3.5, sin implantes





1004030

Silicone screwdriverhandle,
blue cannulated, 12 cm, AO-shaft
*Mango destornillador silicona canulado,
12 cm, azul, vastago-AO*



1004031

Silicone screwdriverhandle, yellow
cannulated, 12 cm, AO-shaft
*Mango destornillador silicona canulado,
12 cm, amarillo, vastago-AO*



1101023

Kirschner wire 100 x 1,1 mm
trocar/round, pack/6
*Kirschner agujas 100 x 1,1 mm
trocar/redondo, paq./6*



1104009

Agomed k-wire dispenser 15 cm/6"
for k-wire 0,8 - 1,6 mm diameter
*Agomed dispensador agujas kirschner
15 cm/6", p/agujas de 0,8 - 1,6 mm*



1201059

Twist drill 2,0 x 120 mm,
AO-shaft w/ 50 mm f. 2.7 mm screws
*Broca 2,0 x 120 mm, vastago-AO
rosca 50 mm, p/tornillos 2.7 mm*



1201063

Twist drill 2,5 x 120 mm,
AO-shaft f. 3.5 mm screws
*Broca 2,5 x 120 mm, vastago-AO
rosca 30 mm, p/tornillos 3.5 mm*



1201058

Twist drill 2,0 x 125 mm,
stryker w/ 50 mm f. 2.7 mm screws
*Broca 2,0 x 125 mm, vastago
stryker rosca 50 mm, p/tornillos 2.7 mm*



1201065

Twist drill 2,5 x 125 mm,
stryker f. 3.5 mm screws
*Broca 2,5 x 125 mm, vastago
stryker rosca 30 mm, p/tornillos 3.5 mm*



1001022

Screwdriverblade TX 8,
90 mm AO-shaft
*Hoja intercambiable TX 8,
90 mm vastago-AO*




1001027

Screwdriverblade hexagon
90 mm AO-shaft
*Hoja intercambiable hexagon,
90 mm vastago-AO*




1006162

Drill depth measuring gauge system 2.7,
40 mm measuring depth
*Medidor de profundidad sistema 2.7,
40 mm profundidad*



1006163

Drill depth measuring gauge
system 3.5, 40 mm measuring depth
*Medidor de profundidad
sistema 3,5 40 mm profundidad*



1008026

Weber drill-guide 2.7, length 45 mm,
long thread 2,5 mm
*Weber guia broca p/tornillos 2.7
longitud 45 mm, rosca larga 2,5 mm*



1008028

Drill-guide only, 3,5 mm screwable,
length 45 mm
*Guia p/broca c/rosca,
3,5 mm longitud 45 mm*





1009003

Bending/modelling tool
f. 1,5 - 2,0 mm plates
*Dobla-placas
p/placas 1,5 - 2,0 mm*



1006002

Agomed depth gauge 60 mm,
round f. 2,0 - 4,5 mm screws
*Agomed medidor profundidad 60 mm
p/tornillos 2,0 - 4,5 mm*



1002527

Plate- /screwholding forceps
angled, 15cm/6"
*Pinza de titanio p/placas y
tornillos 15cm/6" angulada*



OPTIONAL DRILLS / OPCIONAL BROCA

1201053

Twist drill 2,0 x 105 mm, stryker
f. 2.7 mm screws, blue code
*Broca 2,0 x 105 mm, vástago stryker
p/tornillos 2.7 mm, código azul*



1201054

Twist drill 2,0 x 103 mm, AO, 23 mm stop
f. 2.7 mm screws, blue code
*Broca 2,0 x 103 mm, vást.-AO, 23 mm stop
p/tornillos 2.7 mm, código azul*



1201037

Twist drill 2,5 x 94 mm,
26 mm stop stryker, black code
*Broca 2,5 x 94 mm, stop
26 mm stryker, código negro*



1201042

Twist drill 2,4 x 100 mm,
75 mm stop AO
*Broca 2,4 x 100 mm,
stop 75 mm AO*



MORE OF OUR PRODUCTS / MÁS DE NUESTROS PRODUCTOS

2010002

Foot & Ankle
system



2010033

AgoFix 4.0
system



NEW 2010053

Anterior 4.0
system



2010074

Plating system for
Upper Extremities



2010007

King Kong Multidirectional
Radius system 2.5



2010015

Cannulated
Screws



2010017

AGO-Pediatric
system 3.5 / 4.0



2010003

Titanium plating system
for craniomaxillofacial osteosynthesis



2010008

AgoFix Neuro
Plating system 1.5



2010016

Titanium Mesh systems for
craniomaxillofacial osteosynthesis / Neuro





AGOMED MEDIZIN-TECHNIK GMBH
ÖSCHWEG 29 - D-78567 FRIDINGEN - GERMANY

☎ (+49) 7463 / 267 06 16
✉ info@agomed.com
🌐 <http://www.agomed.com>

MADE IN GERMANY

Ref.num. 2010078
Revision 01 / 06.2018

