



EINE FIXATIONSHILFE FÜR
CHIRURGISCHE EINGRIFFE
AN DER HAND

DAS ERGONOMISCHE
DESIGN


PASSEND FÜR KINDER
UND ERWACHSENE



SILIKONHAND

FÜR DEN EINSATZ IN ORDINATIONEN, AMBULANZEN, TAGESKLINIKEN,
OPERATIONSSÄLEN, UM DIE STABILITÄT DER HAND WÄHREND DES EINGRIFFES
ZU GEWÄHRLEISTEN. DIESE SILIKONHAND IST EIN SEHR BELIEBTER ERSATZ
FÜR DIE BISHERIGE, IN DIE JAHRE GEKOMMENE, BLEIHAND.

RÖNTGENDURCHLÄSSIG



ANWENDUNGS- MÖGLICHKEITEN

- SEHNEN / NERVEN
- HAND / MITTELHAND
- HANDGELENK / HANDWURZEL
- DISTALE RADIUSFRAKTUREN
- OSTEDSYNTHESEN
- WEITERE ANWENDUNGEN MÖGLICH

POSITIONIERUNGS- MÖGLICHKEITEN

- DORSAL
- ULNAR
- PALMAR
- RADIAL
- GEKIPPT – PROBLEMLOS
REALISIERBAR



DIE ANPASSUNG AN DIE ANATOMIE
DER PATIENTEN ERFOLGT ÜBER
DIE IM SET ENTHALTENEN

FIXATIONSRINGE

1301800 – SILIKONHAND

1301801 – SILIKONRINGE (3 STK.)*

*5 STK. AUF ANFRAGE ERHÄLTlich

UNSER SILIKON IST VOLLSTÄNDIG
BIOKOMPATIBEL UND ERFÜLLT DIE
ANFORDERUNGEN DER


USP-KLASSE VI

UNIVERSAL

RECHTS UND LINKS

WEITERE MERKMALE:

- WIEDERVERWENDBAR
- ANTI-KIPP-LASCHE
- BLEIFREI & LATEXFREI
- DAMPFSTERILISIERBAR
- FDA-ZULASSUNG FÜR
SILIKON UND FARBEN
- ENTSPRICHT DEN
EG-RICHTLINIEN



MANUFACTURER:

AGOMED Medizin-Technik GmbH



Öschweg 29 - D-78567
Fridingen - Germany



CONTACT US:

☎ (+49) 1728 46 32 09

✉ info@agomed.com

☎ (+49) 7463 / 267 06 16

🌐 www.agomed.com